

より高い生存率を目指す


クライオテック法

より簡単で安全な方法で卵子や胚の凍結・融解を

安全な胚操作の
ためにデザイン
されたプレート



操作性に
最適化された
デバイス



卵子や胚の安全な回復を可能にする溶液

- HSAやタンパク質を含まないため、安全で効果が長く安定
- 無血清で、低エンドトキシンのトレハロースと低濃度のCPAを使用することで細胞への影響を抑えています
- ヒドロキシプロピルセルロース (HPC) を使用して溶液の粘度を高め、卵母細胞や胚の動きを遅くすることで、ダメージリスクを低減し、回復プロセス全体の安全性を向上させています



“クライオテック法”は、
シンプルで安全なガラス化・融解技術で、
あらゆるステージの卵子や胚に適用でき、
高い生存率を目指すガラス化法です



胚操作中の
時間制限が少ない



浸透圧変化を
緩やかに抑制



毒性を抑えた
安全な溶液



デリケートな
卵子・胚にも有効



妊孕性温存の
選択肢を広げる

製品一覧

Vitrification Kit 101

(ガラス化3回分)



1.0 ml (ES) x1
1.0 ml (VS) x2
Cryotec x4
Vitri Plate x3

Vitrification Solution Set 110

(液のみ、ガラス化10回分)



1.8 ml (ES) x2
1.8 ml (VS) x4

Vitri Plate

(10枚)



Warming Kit 102

(融解1回分)



1.8 ml (TS) x1
0.5 ml (DS) x1
1.0 ml (WS) x1
Warming Plate x1

Warming Solutions Set 205

(液のみ、融解5回分)



1.8 ml (TS) x5
1.8 ml (DS) x1
1.8 ml (WS) x2

Warming Plate

(10枚)



Cryotec

1セット同一色10本入り



10本入り全5色
(赤、白、黄、青、緑)

お問い合わせ

kokunai@reprolife.jp に
メール、もしくはQRコードを
スキャンして問合せページをご
覧ください。



Note: Cryotec製品は、卵子や胚の凍結融解を成功させるため、
シンプルで安全かつ効果的な操作性を実現するために設計されています。
株式会社リプロライフは、ISO13485の認証を取得するなど、
様々な厳しいテストに合格した製品のみを出荷しています。

本製品は日本国薬機法における「医薬品」
「医療機器」「医療部外品」ではありません。

Produced by REPROLIFE Inc.



Version code
J_103

This brochure was updated in
January 2025